

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Beta TRCP



Numéro de catalogue: 13331-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13331-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 373 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4139

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027994

Identification du gène (NCBI):

8945

Nom complet:

beta-transducin repeat containing

MW calculé

605 aa, 69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

BTRC, also named as BTRCP, FBW1A and FBXW1A, is an F-box family protein. It is a Substrate recognition component of a SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. BTRC targets many important proteins with diverse functions, such as p53, HRAS, NF-kappa-B p105 subunit, ATF4, SMAD3, SMAD4, CDC25A, DLG1, FBXO5 and the cell cycle checkpoint protein claspin, for ubiquitin-mediated degradation. It is required for activation of NFkB-mediated transcription by IL1B, MAP3K14, MAP3K1, IKKB and TNF. Required for proteolytic processing of GIL3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

