

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPINK1



Numéro de catalogue: 13477-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 13477-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC025790	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): Nom complet: serine peptidase inhibitor, Kazal type 1	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	MW calculé 79 aa, 9 kDa	
Isotype: IgG		
Immunogen Catalog Number: AG4279		

## Applications

Applications testées:  
IHC, ELISA  
Spécificité de l'espèce:  
Humain

Contrôles positifs:

IHC : tissu pancréatique humain, tissu de cancer de la prostate humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 13477-1-AP (SPINK1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 13477-1-AP (SPINK1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).