

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TLK1



Numéro de catalogue: 13564-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
13564-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG4440

Numéro d'acquisition GenBank:
BC032657

Identification du gène (NCBI):
9874

Nom complet:
tousled-like kinase 1

MW calculé
766 aa, 87 kDa

MW observés:
85 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB
IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:
IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

IP : cellules HeLa,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fangfang Wu	31311824	J Neurosci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13564-1-AP (TLK1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TLK1 (IP:13564-1-AP, 4ug; Detection:13564-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 3200ug.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 13564-1-AP (TLK1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).