

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDC14A



Numéro de catalogue: 13660-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13660-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4556

Numéro d'acquisition GenBank:

BC038979

Identification du gène (NCBI):

8556

Nom complet:

CDC14 cell division cycle 14 homolog A (S. cerevisiae)

MW calculé

594 aa, 66 kDa

MW observés:

66 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque humain, cellules COLO 320, cellules HeLa, tissu cérébral humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Haiying Hu	31545409	Mol Med Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13660-1-AP (CDC14A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.