

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DDO



Numéro de catalogue: 13682-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13682-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4543

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032786

Identification du gène (NCBI):

8528

Nom complet:

D-aspartate oxidase

MW calculé

369 aa, 41 kDa

MW observés:

40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

rat

Contrôles positifs:

IP: cellules SKOV-3,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Masanobu Yoshikawa	35336764	Biology (Basel)	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-DDO (IP:13682-1-AP, 4ug;
Detection:13682-1-AP 1:500) with SKOV-3 cells
lysate 2800ug.