

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MIB2



Numéro de catalogue: 13696-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

13696-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4592

Numéro d'acquisition GenBank:

BC037542

Identification du gène (NCBI):

142678

Nom complet:

mindbomb homolog 2 (Drosophila)

MW calculé

110 kDa

MW observés:

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

MIB2, also named as E3 ubiquitin-protein ligase MIB2, is a 1013 amino acid protein, which contains 9 ANK repeats and 2 MIB/HERC2 domains. MIB2 as E3 ubiquitin-protein ligase that mediates ubiquitination of Delta receptors, which act as ligands of Notch proteins. MIB2 positively regulates the Delta-mediated Notch signaling by ubiquitinating the intracellular domain of Delta, leading to endocytosis of Delta receptors. MIB2 is expressed in skeletal muscle, and to a lesser extent in heart, brain and kidney.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

