

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TIGD1



Numéro de catalogue: 13833-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

13833-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 547 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4757

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035143

Identification du gène (NCBI):

200765

Nom complet:

tigger transposable element derived 1

MW calculé

591 aa, 67 kDa

MW observés:

68-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules HepG2, tissu cérébral humain, tissu de cervelet humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guoyang Zhang	37441804	Aging (Albany NY)	WB, IHC, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 13833-1-AP (TIGD1 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.