

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Kir2.2



Numéro de catalogue: 14135-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14135-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5349

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027982

Identification du gène (NCBI):

3768

Nom complet:

potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 12

MW calculé

433 aa, 49 kDa

MW observés:

45-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2400

Applications

Applications testées:

FC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu pulmonaire de souris, tissu pulmonaire de rat

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse lung tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14135-1-AP (Kir2.2 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



1X10⁶ HEK-293 cells were stained with 0.2ug Kir2.2 antibody (14135-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.