

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VSIG1



Numéro de catalogue: 14145-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 14145-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC043216	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 340547	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: V-set and immunoglobulin domain containing 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 387 aa, 42 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG5314	MW observés: 65-70 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu d'estomac humain, IHC : tissu testiculaire humain, tissu d'estomac humain
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human stomach tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14145-1-AP (VSIG1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 14145-1-AP (VSIG1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 14145-1-AP (VSIG1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).