

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-T7-tag



Numéro de catalogue: 14441-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14441-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 280 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

Identification du gène (NCBI):

Nom complet:

MW calculé

1 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Protéine recombinante

Contrôles positifs:

WB : protéine protéine recombinante,

Informations générales

The antibody is developed against a synthetic peptide MASMTGGQMG, the T7 tag, which presents in many vectors.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



T7-tagged fusion protein(20ng) was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14441-1-AP (T7-tag antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.