

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-Hikeshi



Numéro de catalogue: 14808-1-AP

Phare

5 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

14808-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6530

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001677

Identification du gène (NCBI):

51501

Nom complet:

chromosome 11 open reading frame

73

MW calculé

22 kDa

MW observés:

22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu rénal de souris, cellules A375, cellules PC-3, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu rénal humain,

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice                 | Pubmed ID | Journal     | Application |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
| K Berthenet             | 27819670  | Oncogene    |             |
| Simon Edvardson         | 26545878  | J Med Genet | WB          |
| Antonios Apostolopoulos | 30619453  | Front Genet | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14808-1-AP (Hikeshi antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney using 14808-1-AP (Hikeshi antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney using 14808-1-AP (Hikeshi antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



IP Result of anti-Hikeshi (IP:14808-1-AP, 4ug; Detection:14808-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 2640ug.