

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-POLM



Numéro de catalogue: 14873-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 14873-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC062590	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 27434	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: polymerase (DNA directed), mu	
Isotype: IgG	MW calculé: 55 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6642	MW observés: 55 kDa	

## Applications

### Applications testées:

IHC, WB, ELISA

### Spécificité de l'espèce:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

### Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IHC : tissu splénique humain, tissu cérébral humain, tissu cutané humain, tissu ovarien humain, tissu pulmonaire humain, tissu rénal humain, tissu testiculaire humain

## Informations générales

### Stockage

#### Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

#### Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14873-1-AP (POLM antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen using 14873-1-AP (POLM antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen using 14873-1-AP (POLM antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).