

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DAZAP2



Numéro de catalogue: 15210-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15210-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 620 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7364

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002334

Identification du gène (NCBI):

9802

Nom complet:

DAZ associated protein 2

MW calculé

17 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

DAZAP2, also named as KIAA0058, is a 17 kDa protein which associate with carcinogenesis of MM and participate in yet-to-be identified signaling pathways to regulate proliferation and differentiation of plasma cells.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

