

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PI4KB



Numéro de catalogue: 15241-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15241-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7372

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000029

Identification du gène (NCBI):

5298

Nom complet:

phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta

MW calculé

91 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

PI4KB(phosphatidylinositol 4-kinase beta) is also named as PIK4CB, NPIK, PI4K92 and belongs to the PI3/PI4-kinase family. It may regulate Golgi disintegration/reorganization during mitosis, possibly via its phosphorylation and involved in Golgi-to-plasma membrane trafficking. PI4KB is a type III enzyme that is sensitive to wortmannin(PMID:9020160). This protein has 3 isoforms produced by alternative splicing.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

