

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GPR162



Numéro de catalogue: 15254-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15254-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7011

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002353

Identification du gène (NCBI):

27239

Nom complet:

G protein-coupled receptor 162

MW calculé

64 kDa

MW observés:

33 kDa, 64 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, cellules HeLa, cellules Y79, tissu cérébral humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15254-1-AP (GPR162 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.