

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AAK1



Numéro de catalogue: 15353-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15353-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7496

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002695

Identification du gène (NCBI):

22848

Nom complet:

AP2 associated kinase 1

MW calculé

104 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

AAK1, also named as KIAA1048, belongs to the protein kinase superfamily and Ser/Thr protein kinase family. It phosphorylates the AP2M1/mu2 subunit of the adaptor protein complex 2 (AP-2). AAK1 may play a role in regulating aspects of clathrin-mediated endocytosis (PMID:14617351).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

