

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Histone H1.2



Numéro de catalogue: 15446-1-AP

6 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15446-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7607

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002649

Identification du gène (NCBI):

3006

Nom complet:

histone cluster 1, H1c

MW calculé

21 kDa

MW observés:

32-33 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules L02, cellules MCF-7, tissu testiculaire humain

IF : cellules MCF-7,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Reiko Iida	30310528	Oxid Med Cell Longev	WB
Zhonghu Li	30458449	Cell Physiol Biochem	WB
Chen Xu	27811843	Nat Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15446-1-AP (HIST1H1C antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed MCF-7 cells using 15446-1-AP (Histone H1.2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).