

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SEC61alpha



Numéro de catalogue: 15512-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15512-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7693

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002951

Identification du gène (NCBI):

29927

Nom complet:

Sec61 alpha 1 subunit (*S. cerevisiae*)

MW calculé

52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

The SEC61 complex is a major component of the endoplasmic reticulum (ER) translocation site (PMID: 7720858). This complex is composed of three subunits: SEC61alpha, SEC61beta and SEC61gamma. SEC61alpha is a polytopic integral membrane protein. It is a core component of the ER translocation complex, playing a crucial role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the ER (PMID: 9512475).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

