

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DIRAS2



Numéro de catalogue: 15557-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15557-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7926

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008065

Identification du gène (NCBI):

54769

Nom complet:

DIRAS family, GTP-binding RAS-like 2

MW calculé

22 kDa

MW observés:

22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:2000 for WB

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

FC, IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, cellules HeLa, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IP : tissu cérébral de souris,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tanja Rothhammer-Hampl	34680261	Cancers (Basel)	WB
Lena Grünewald	29488099	J Neural Transm (Vienna)	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15557-1-AP (DIRAS2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-DIRAS2 (IP:15557-1-AP, 4ug; Detection:15557-1-AP 1:1000) with mouse brain tissue lysate 4400ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 15557-1-AP (DIRAS2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10⁶ HeLa cells were stained with 0.05ug DIRAS2 antibody (15557-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-Goat anti-Rabbit IgG with dilution 1:100.