

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NRIP3



Numéro de catalogue: 15664-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	15664-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC008835	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 380 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI):	56675	Dilutions recommandées:	WB 1:200-1:1000 IHC 1:50-1:500
Hôte:	Lapin	Nom complet:	nuclear receptor interacting protein 3		
Isotype:	IgG	MW calculé	241 aa, 27 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG8097	MW observés:	27 kDa		

Applications

Applications testées:	IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules MCF-7, IHC : tissu ovarien de souris, tissu testiculaire de souris
Spécificité de l'espèce:	Humain, souris		
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de <i>TE buffer pH 9.0</i>; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.			

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15664-1-AP (NRIP3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse ovary tissue slide using 15664-1-AP (NRIP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).