

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VAC14



Numéro de catalogue: 15771-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15771-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8415

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007214

Identification du gène (NCBI):

55697

Nom complet:

Vac14 homolog (S. cerevisiae)

MW calculé

88 kDa

MW observés:

88 kDa, 65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu splénique humain, cellules Jurkat

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu cutané humain, tissu ovarien humain, tissu placentaire humain, tissu pulmonaire humain, tissu splénique humain, tissu testiculaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shirley Qiu	29031163	Virology	WB
Shin Morioka	28552585	Exp Cell Res	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




human spleen tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin using 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin using 15771-1-AP (VAC14 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-VAC14 (IP:15771-1-AP, 4ug; Detection:15771-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 2400ug.