

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-VAX2



Numéro de catalogue: 15773-1-AP

Phare

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

15773-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8439

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006336

Identification du gène (NCBI):

25806

Nom complet:

ventral anterior homeobox 2

MW calculé

290 aa, 31 kDa

MW observés:

31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

## Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu oculaire de souris,

IP : cellules Y79,

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal       | Application |
|---------|-----------|---------------|-------------|
| Bei Guo | 33817157  | Open Life Sci | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse eye tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15773-1-AP (VAX2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-VAX2 (IP:15773-1-AP, 4ug; Detection:15773-1-AP 1:300) with Y79 cells lysate 2000ug.