

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS27L



Numéro de catalogue: 15871-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15871-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8628

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003667

Identification du gène (NCBI):

51065

Nom complet:

ribosomal protein S27-like

MW calculé

84 aa, 10 kDa

MW observés:

10 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, cellules HepG2, tissu cardiaque humain, tissu cérébral de souris

IP : cellules SH-SY5Y,

IF : cellules SH-SY5Y,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Adele Francis Xu	37306301	Elife	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



IP result of anti-RPS27L (IP:15871-1-AP, 4ug; Detection:15871-1-AP 1:300) with SH-SY5Y cells lysate 2160 ug.



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15871-1-AP (RPS27L antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed SH-SY5Y cells using 15871-1-AP (RPS27L antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).