

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Alpha Tubulin



Numéro de catalogue: 16007-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16007-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 150 µg/ml by Nanodrop and 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8695

Numéro d'acquisition GenBank:

BC004949

Identification du gène (NCBI):

84790

Nom complet:

tubulin, alpha 1c

MW calculé

50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, poisson-zèbre, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules NIH/3T3

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16007-1-AP (Alpha Tubulin antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.