

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BAMBI



Numéro de catalogue: 16100-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
16100-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by
Nanodrop and 373 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG8974

Numéro d'acquisition GenBank:
BC019252

Identification du gène (NCBI):
25805

Nom complet:
BMP and activin membrane-bound
inhibitor homolog (*Xenopus laevis*)

MW calculé
260 aa, 29 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, rat, souris

Informations générales

BAMBI (BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog) is a transmembrane protein and modulator of paracrine factors that regulate adipogenesis, including transforming growth factor (TGF) superfamily members (TGF-β and BMP) and Wnt. BAMBI is a type I TGFβ receptor antagonist and contributes to endothelial and vascular homeostasis. BAMBI deregulation has been involved in the pathogenesis of various human pathologies, such as tumor progression and metastatic capability, pathological fibrosis and metaplastic bone formation.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Bingyue Duan	31777597	J Cancer	WB
Chao Yan	28634394	Sci Rep	WB
Yadong Xue	32525225	J Dermatol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

