

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZMIZ2-Specific



Numéro de catalogue: 16158-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16158-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_031449

Identification du gène (NCBI):

83637

Nom complet:

zinc finger, MIZ-type containing 2

MW calculé

97 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

ZMIZ2 and ZMIZ1 members of a PIAS-like family of proteins that interact with nuclear hormone receptors. This antibody is specific for ZMIZ2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

