

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MDM1-Specific



Numéro de catalogue: 16171-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
16171-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 700 µg/ml by
Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_020128

Identification du gène (NCBI):

56890

Nom complet:

Mdm1 nuclear protein homolog
(mouse)

MW calculé

81 kDa

MW observés:

81 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16171-1-AP (MDM1-Specific antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.