

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GFOD2



Numéro de catalogue: 16340-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16340-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 153 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9518

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000757

Identification du gène (NCBI):

81577

Nom complet:

glucose-fructose oxidoreductase domain containing 2

MW calculé

42 kDa

MW observés:

42 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16340-1-AP (GFOD2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.