

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAM15-Specific



Numéro de catalogue: 16548-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16548-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_207197

Identification du gène (NCBI):

8751

Nom complet:

ADAM metallopeptidase domain 15

MW calculé

93 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

ADAM15, a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family, is a membrane protein containing both protease and adhesion domains and may, thus, be involved in tumor invasion and metastasis (PMID:15756594). It is also named as MDC15. ADAM15 is processed during epididymal maturation and acrosome reaction and that it may play a role during sperm-egg binding. Jurkat and testicular cells expresses the precursor ADAM15 of 110 kDa, as well as the ADAM15 processing form, consisting of about 75-85 kDa (PMID:18390692). It has 11 isoforms produced by alternative splicing. This antibody is specific to ADAM15.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

