

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS13



Numéro de catalogue: 16680-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16680-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10008

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006772

Identification du gène (NCBI):

6207

Nom complet:

ribosomal protein S13

MW calculé

17 kDa

MW observés:

14 kDa, 17 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, mouse oterus tissue, rat oterus tissue

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

RPS13, also named as 40S ribosomal protein S13, belongs to the ribosomal protein S15P family. Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. RPS13 is located in the cytoplasm. It is co-transcribed with two U14 small nucleolar RNA genes, which are located in its third and fifth introns. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Keely Olton	36638793	Cell	WB
Yanrong Zhuang	37369203	Cell	WB
Peng Shuping S	21425412	Stem Cells	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16680-1-AP (RPS13 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 16680-1-AP (RPS13 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 16680-1-AP (RPS13 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).