

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPL7L1



Numéro de catalogue: 16707-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16707-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10106

Numéro d'acquisition GenBank:

BC058020

Identification du gène (NCBI):

285855

Nom complet:

ribosomal protein L7-like 1

MW calculé

246 aa, 29 kDa

MW observés:

29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:16000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules MCF-7

IP : cellules HepG2,

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules MCF-7,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Olga Gourdomichali	35205152	Biology (Basel)	WB
Mio Iwasaki	35573189	iScience	WB
Maserati Marc M	23211737	Zygote	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16707-1-AP (RPL7L1 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP result of anti-RPL7L1 (IP: 16707-1-AP, 4ug; Detection: 16707-1-AP 1:1000) with HepG2 cells lysate 2240 ug.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16707-1-AP (RPL7L1 antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer using 16707-1-AP (RPL7L1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer using 16707-1-AP (RPL7L1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using RPL7L1 antibody 16707-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).