

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RCC2



Numéro de catalogue: 16755-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16755-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10271

Numéro d'acquisition GenBank:

BC042141

Identification du gène (NCBI):

55920

Nom complet:

regulator of chromosome condensation 2

MW calculé

522 aa, 56 kDa

MW observés:

56 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293T, cellules PC-3

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Nan Zhang	35217832	Exp Mol Med	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16755-1-AP (RCC2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.