

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DYNLL2



Numéro de catalogue: 16811-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

16811-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10345

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010744

Identification du gène (NCBI):

140735

Nom complet:

dynein, light chain, LC8-type 2

MW calculé

89 aa, 10 kDa

MW observés:

10 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, tissu cardiaque humain, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Tamás Szaniszló	36114230	Sci Rep	WB, CoIP
Judit Oláh	31505170	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	
Xin Zhang	36417862	Cell Rep	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16811-1-AP (DYNLL2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.