

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Cytokeratin 5-specific



Numéro de catalogue: 16852-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

16852-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000424

Identification du gène (NCBI):

3852

Nom complet:

keratin 5

MW calculé

62 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Keratins are a large family of proteins that form the intermediate filament cytoskeleton of epithelial cells. Keratin expression is highly regulated, tissue specific, and varies according to cell-state. Type I keratins consist of acidic, low molecular weight proteins with MW ranging from 40 kDa (KRT19) to 64 kDa (KRT9). Type 2 keratins consist of basic or neutral, high molecular weight proteins with MW from 52 kDa (KRT8) to 67 kDa (KRT18). Keratin 5, one 58-kD type II keratin, is coexpressed with a 50-kD keratin 14 in stratified squamous epithelia. Keratin 5, one 58-kD type II keratin, is coexpressed with a 50-kD tyK14 in stratified squamous epithelia. This antibody is specifically against keratin 5.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

