

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJB8



Numéro de catalogue: 17071-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17071-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10899

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029521

Identification du gène (NCBI):

165721

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 8

MW calculé

232 aa, 26 kDa

MW observés:

26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, tissu cérébral humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qianxing Zou	34825148	iScience	WB, IF
Qianxing Zou	35600921	STAR Protoc	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17071-1-AP (DNAJB8 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.