

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-LUC7L



Numéro de catalogue: 17085-1-AP

Phare

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

17085-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG9170

Numéro d'acquisition GenBank:

BC065198

Identification du gène (NCBI):

55692

Nom complet:

LUC7-like (*S. cerevisiae*)

MW calculé

44 kDa

MW observés:

44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:400-1:1600

## Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu hépatique de souris

IHC : tissu cérébral humain,

## Informations générales

### Publications notables

| Autrice        | Pubmed ID | Journal  | Application |
|----------------|-----------|----------|-------------|
| Noah J Daniels | 33852859  | Cell Rep | WB          |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 17085-1-AP (LUC7L antibody) at dilution of 1:800 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17085-1-AP (LUC7L Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.