

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PIGX



Numéro de catalogue: 17120-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17120-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 100 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10808

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022542

Identification du gène (NCBI):

54965

Nom complet:

phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class X

MW calculé

217aa, 25 kDa; 258aa, 29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

PIGX encodes a 258-amino acid ER-resident type I transmembrane protein with a large lumenal domain. It acts by stabilizing the mannosyltransferase PIGM. PIGX might function as a cyclic dimeric GMP phosphodiesterase.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

