

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PGS1



Numéro de catalogue: 17149-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17149-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 320 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10961

Numéro d'acquisition GenBank:

BC025951

Identification du gène (NCBI):

9489

Nom complet:

phosphatidylglycerophosphate synthase 1

MW calculé

556 aa, 63 kDa

MW observés:

63 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17149-1-AP (PGS1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using PGS1 antibody 17149-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).