

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STEAP3



Numéro de catalogue: 17186-1-AP

12 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17186-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC042150

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

55240

Nom complet:

STEAP family member 3

Hôte:

Lapin

MW calculé

488 aa, 55 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10970

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Aurelia Stangl	31541095	Nat Commun	WB
Shunxi Wang	36229881	Cancer Cell Int	WB,IHC,IF
Ning Zhao	33246980	J Nucl Med	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

