

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MRPL50



Numéro de catalogue: 17213-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	17213-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank:	BC032008	Méthode de purification:	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI):	54534	Dilutions recommandées:	WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Hôte:	Lapin	Nom complet:	mitochondrial ribosomal protein L50		
Isotype:	IgG	MW calculé	158 aa, 18 kDa		
Immunogen Catalog Number:	AG10996	MW observés:	18 kDa		

Applications

Applications testées:	IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs:	WB : cellules HT-1080, cellules HeLa, cellules HepG2 IHC : tissu hépatique humain,
Spécificité de l'espèce:	Humain		

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

MRPL50, also named as L50mt, is a mitochondrial protein with MW 18 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17213-1-AP (MRPL50 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 17213-1-AP (MRPL50 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).