

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPL30



Numéro de catalogue: 17403-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17403-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 373 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11381

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032700

Identification du gène (NCBI):

6156

Nom complet:

ribosomal protein L30

MW calculé

115 aa, 13 kDa

MW observés:

13 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat, cellules MCF-7, cellules SH-SY5Y

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Li Wang	29503206	Cell Chem Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17403-1-AP (RPL30 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.