

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DTD1



Numéro de catalogue: 17480-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 17480-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC045167	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 92675	Dilutions recommandées: WB 1:2000-1:10000 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 homolog (S. cerevisiae)	
Isotype: IgG	MW calculé 209 aa, 23 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG11510	MW observés: 23-28 kDa	

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat
IF : cellules Jurkat, cellules A549

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.


Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17480-1-AP (DTD1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using DTD1 antibody (17480-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).