

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LUZP1



Numéro de catalogue: 17483-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17483-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1300 µg/ml by Nanodrop and 587 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11518

Numéro d'acquisition GenBank:

BC051733

Identification du gène (NCBI):

7798

Nom complet:

leucine zipper protein 1

MW calculé

1026 aa, 115 kDa

MW observés:

120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xuchen Dong	34869035	Front Oncol	WB
Laura Bozal-Basterra	32553112	Elife	WB
João Gonçalves	35738212	Eur J Cell Biol	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17483-1-AP (LUZP1 antibody) at dilution of 1:15000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17483-1-AP (LUZP1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-LUZP1 (IP:17483-1-AP, 4ug; Detection:17483-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 4000ug.