

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NSUN7



Numéro de catalogue: 17546-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 17546-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC036568	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 79730	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:250-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: NOL1/NOP2/Sun domain family, member 7	
Isotype: IgG	MW calculé 475 aa, 54 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG11650	MW observés: 80 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, tissu hépatique de rat, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu testiculaire de rat,

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Ronglin Wang	35433474	Front Oncol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 17546-1-AP (NSUN7 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).