

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MDM1



Numéro de catalogue: 17575-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17575-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG10514

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028355

Identification du gène (NCBI):

56890

Nom complet:

Mdm1 nuclear protein homolog (mouse)

MW calculé

81 kDa

MW observés:

81 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Raji,

IHC : tissu cérébral humain,

IF : tissu oculaire de souris,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Youlim Son	36171205	Cell Death Dis	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Raji cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17575-1-AP (MDM1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17575-1-AP (MDM1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17575-1-AP (MDM1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse eye tissue using MDM1 antibody (17575-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CoraLite®594 acetylated Tubulin(Lys40) antibody (CL594-66200, Clone: 7E5H8, red).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse eye tissue using MDM1 antibody (17575-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CoraLite®594 acetylated Tubulin(Lys40) antibody (CL594-66200, Clone: 7E5H8, red).