

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CPNE2



Numéro de catalogue: 17664-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17664-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG11946

Numéro d'acquisition GenBank:

BC053658

Identification du gène (NCBI):

221184

Nom complet:

copine II

MW calculé

548 aa, 61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Copines are a family of evolutionarily conserved calcium-dependent phospholipid-binding proteins (PMID: 9430674). They contain two Ca(2+)- and phospholipid-binding domains known as C2 domains. Copines are potentially involved in regulating membrane trafficking and in protein-protein interactions.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

