

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GCS1



Numéro de catalogue: 17859-1-AP

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17859-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12321

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028337

Identification du gène (NCBI):

7841

Nom complet:

mannosyl-oligosaccharide glucosidase

MW calculé

837 aa, 92 kDa

MW observés:

80-92 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules COLO 320,

IHC: tissu d'intestin grêle humain, tissu hépatique humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yong Huang	32938225	Am J Physiol Cell Physiol	WB
Jianyu Ma	31635221	Int J Mol Sci	WB
Emily J Sherman	35231079	PLoS Pathog	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine using 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine using 17859-1-AP (GCS1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).