

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GH1



Numéro de catalogue: 17867-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

17867-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC075012

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

2688

Nom complet:

GH1

Hôte:

Lapin

MW calculé

217 aa, 25 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

22 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG12350

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hong Yao	31176743	Cancer Lett	WB
Lian Chaoqun C	24306150	Curr Microbiol	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

