

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Opticin



Numéro de catalogue: 17897-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

17897-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC074943

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

26254

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

opticin

MW calculé

37 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

45 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG12257

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu de cervelet de souris

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17897-1-AP (Opticin antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.