

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BOLA1



Numéro de catalogue: 18017-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18017-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 453 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG12565

Numéro d'acquisition GenBank:

BC063405

Identification du gène (NCBI):

51027

Nom complet:

bolA homolog 1 (E. coli)

MW calculé

137 aa, 14 kDa

MW observés:

14 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HepG2

IP : cellules HepG2,

IHC : tissu pulmonaire humain, tissu cardiaque humain, tissu rénal humain, tissu splénique humain

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dong Wang	36017386	Biomed Res Int	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18017-1-AP (BOLA1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung using 18017-1-AP (BOLA1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung using 18017-1-AP (BOLA1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP Result of anti-BOLA1 (IP:18017-1-AP, 4ug; Detection:18017-1-AP 1:800) with HepG2 cells lysate 3480ug.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 18017-1-AP (BOLA1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).